

DEP ES

DEP ES System favorisce l'assorbimento di sostanze cosmetiche attive applicate sulla pelle.

Sicuro, pratico e veloce garantisce risultati sorprendenti donando alla pelle luminosità e compattezza.

La nuova tecnologia estetica per il trattamento della pelle



DEP ES

DEP ES System è uno strumento che favorisce il corretto assorbimento dei prodotti cosmetici applicati sulla pelle sia da solo che, in modo ottimale, dopo una seduta di microdermoabrasione con il Microdermoabrasore **Aesthipeel**.

DEP ES System è composto da un Delivery Display digitale che consente di regolare l'intensità degli impulsi, la vibrazione e monitora l'impedenza cutanea grazie all'impedenzometro integrato che permette all'operatore di adattare il trattamento alle caratteristiche cutanee del paziente.

DEP ES System garantisce durante ogni trattamento un massaggio piacevole e rilassante grazie al manipolo vibrante, adatto sia alla cura del corpo che a quella del volto.

DEP ES System assieme al microdermoabrasore **Aesthipeel** genera un effetto sinergico delle tecnologie di peeling e assorbimento di sostanze cosmetiche dai risultati sorprendenti.

Cosa rende unico DEP ES System?

- Capacità di aumentare l'assorbimento di sostanze cosmetiche attive in tutto il corpo grazie a puntali ergonomici.
- Massaggio rilassante durante tutta la seduta.
- Monitoraggio dell'impedenza della pelle per ottimizzare il trattamento per ogni paziente.
- Nessuna alterazione del PH della sostanza cosmetica utilizzata.

DEP ES System
nasce dall'esperienza
Mattioli Engineering in
campo medico con la
metodica di
Dermoelettroporazione®
ma usa basse intensità
d'impulso limitando
l'azione alla superficie
cutanea garantendo una
pelle più tonica
e giovane.



MATTIOLI

ENGINEERING
DIVISIONE
ESTETICA

MATTIOLI ENGINEERING ITALIA S.P.A

Via Petrarca 80-82
50041 Calenzano (Firenze) - Italy
Tel. 055 882247
Fax 055 8874879
info@mattioliengineering.com

N.Verde 800.389.385